

VSEBINA

Položaj za podporo hrbta in dihanja..	3
Bočni položaj	4
Pol-bočni položaj	5
Podpora za vrat in roko	6
Položaj za počitek, hemiplegija	7
Podpora za križ, kolena in pete	8
Zaščita za pete Molly	10



Priročnik



Curera® Pripomočki za nameščanje

Če se na posteljo vezane osebe ne premikajo dovolj, je tveganje za preležanine večje. Z rednimi spremembami položaja to tveganje lahko zmanjšamo in hkrati povečamo raven udobja bolnikov.

Podjetje Care of Sweden je razvilo širok nabor namestitvenih blazin in klinov, ki zadovoljijo večino potreb po opori in razbremenitvi. Curera® pripomočki za

nameščanje so prav tako v veliko pomoč pri oblačenju, preoblačenju in negi bolnikov. Za namestitvene blazine, valje in večnamenske blazine sta kot dodatek na voljo higienska in pletena prevleka.

Delo z izdelki za nameščanje Curera® je enostavno, pridobitev pa velika.

Obrnite se na nas za več informacij o tem, kako uporabljati te izdelke.



Namestitvena blazina

Namestitvena blazina Curera®
25x80 cm

Namestitveni valj

Namestitveni valj Curera®
15x60 cm, 20x125 cm, 20x225 cm

Namestitvena blazina

Namestitvena blazina Curera®
50x60 cm, 50x85 cm

Podporni klin Curera®

Podporni klin Curera® vkl. s higiensko
preobleko 70x26x15/5

Hrbtina blazina

Hrbtina blazina Curera®
25x80 cm

Večnamenska blazina

Večnamenska blazina Curera®
60x70 cm

Vratna blazina

Vratna blazina Curera®
50 cm

Dejstva

Polnilo v hrbtini blazini, večnamenski blazini, vratni blazini, namestitvenih blazinah in namestitvenih valjih: HR-pena/poliesterska vlakna

Polnilo v podpornem klinu: HR-pena

Garancija: 1 leto



Dodatki

- Torba
- Higienska prevleka (Curera® podporni klin že ima higiensko prevleko)

Čiščenje

Higienske prevleke so odporne na tekočine in prepustne za paro. Preobleke je mogoče obrisati s čistilom in/ali razkužilom. Strojno pranje pri: 95 °C.

Notranja blazina: Strojno pranje pri: 95 °C. Sušenje v sušilnem stroju, izogibajte se prekomernemu sušenju, za hitrejšo sušenje lahko blazino trikrat do štirikrat ožamete s centrifugo.



Pred uporabo izdelka vedno preberite navodila za uporabo.

Care of Sweden in Curera sta blagovni znamki podjetja Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2014. Vse pravice pridržane.
Zadnja posodobitev: 2014-05-21

Položaj za podporo hrbta in dihanja



Namestitvena blazina 25 x 80 cm



Namestitvena blazina



Namestitveni valj 20 x 225 cm

Pri težkem dihanju lahko s Curera blazinami dosežemo različne stopnje podpore in razbremenilnih položajev za lažje dihanje med ležanjem na hrbtu.



Ležanje na hrbtu

Primer: Za težave pri dihanju in splošno širjenje pljuč.

Namestite blazini Curera eno k drugi, za hrbet, v kombinaciji z blazino pod glavo.



Ležanje na hrbtu, T-položaj

Primer Splošno širjenje pljuč pri težavah z dihanjem.

Namestite blazini v obliki črke T.



Ležanje na hrbtu, A-položaj

Primer: Za razširitev zgornjega dela pljuč pri težavah z dihanjem. Podpora za predel lopatic in hrbtenice.

Namestite blazini v obliki črke A.



Ležanje na hrbtu, V-položaj

Primer: Za razširitev spodnjega dela pljuč pri težavah z dihanjem.

Namestite blazini v obliki črke V.



Ležanje na hrbtu

Primer: Celovita podpora v sedečem ali ležečem položaju. Uporablja se pri zmanjšanem ravnotežju telesa in za izboljšanje zavedanja telesa.

Namestitveni valj Curera naj objame uporabnika. Večnamensko blazino ali podporno klina namestite pod nogami.

Lahko se namesti tudi pod kolena ali višje.





Večnamenska blazina



Namestitvena blazina



Namestitveni valj
20 x 225 cm



Hrbtne blazine z zavihkom

Za lažje ležanje v bočnem položaju je pogosto potrebno zagotoviti določenim delom telesa posebno oporo. Curera blazine v takih primerih zagotavljajo dobro oporo. Curera v takšnih primerih zagotavlja dobro oporo.



Bočni položaj

Primer: Za počitek in sprostitvev ter pri zmanjšanem zavedanju telesa,

Namestite valj Curera pod glavo, ob telesu in med nogi. Namesto tega lahko pod glavo uporabite tudi vzglavnik.



Bočni položaj

Primer: Za oporo v bočnem položaju.

Namestite večnamensko blazino za hrbet.



Bočni položaj

Primer: Za oporo v bočnem položaju.

Namestite hrbtne blazine tako, da je zavitek pod hrbtom uporabnika, ali namestite zavitek pod vzmetnico, da stabilizirate položaj.



Bočni položaj

Primer: Za oporo v bočnem položaju.

Namestite valj za hrbet.



Bočni položaj

Primer: Za oporo po zamenjavi kolka.



Bočni položaj

Primer: Za oporo v bočnem položaju.

Namestite večnamensko blazino med nogi uporabnika in namestitveni valj za hrbet.



Namestitveni valj 20 x 225 cm



Podporni klin Curera®

V pol-bočnem položaju je za ohranjanje takšnega položaja še posebej pomembna stabilna opora,



Želodec - bočni položaj

Primer: Za oporo ramena, hrbtenice, kolkov, sedala in pet.

Namestite valj pod polovico uporabnikovega telesa.



Bočni položaj, 30° ležeči položaj

Primer: Za oporo ramena, križa, kolka in pet. Pri standardni vzmetnici: namestite dva podporna klina pod vzmetnico.



Bočni položaj, 30° ležeči položaj

Primer: Za oporo ramen, križa, kolkov in pet. Pri nadomestni vzmetnici, višji od 15 cm: namestite dva podporna valja med rjuho in uporabnika.



Bočni položaj, 30° ležeči položaj

Primer: Za oporo ramen, križa, kolkov in pet. Pri nadvzmetnici: namestite dva podporna valja med nadvzmetnico in vzmetnico pod njim.

Podpora za vrat in roko

Z ustrezno oporo lahko vratu, roki in dlani omogočite počitek in razbremenitev.



Namestitvena blazina
25 x 80 cm



Namestitvena blazina



Vratna blazina



Namestitveni valj
15 x 60 cm



Namestitveni valj
20 x 125 cm



Razbremenitev za glavo/vrat

Primer: Razbremenitev pritiska, opora in nameščanje glave/vratu.

Namestite vratno blazino Curera okrog grla/vratu.

Roka

Primer: Za oporo v sedečem položaju. Zagotavlja oporo za roke.

Namestite valj 20 x 125 cm pred uporabnika.



Dvignjena roka

Primer: Pri otečeni roki in dlani.

Namestite blazino/valj pod roko.



Ležeči položaj, hemiplegija



Namestitvena blazina 25 x 80 cm



Namestitvena blazina



Večnamenska blazina

Namestitvena blazina zagotavlja oporo in razbremenitev ter se uporablja tako preventivno, kot tudi za stimulacijo šibkih delov telesa.



Nameščanje pri kapi

Sedeči položaj, s šibko desno stranjo

Primer: Zagotavlja udobno oporo pri sedenju, preprečuje bolečine in otekanje v desni roki in dlani.

Namestite blazino pod desno roko in večnamensko blazino pod kolena.



Nameščanje pri kapi

Ležeči položaj s šibko desno stranjo.

Primer: Spodbujanje zavedanja šibke strani, preprečevanje kontraktur in preležanin ter namestitve v udobno lego.

Namestite blazino za hrbet in blazino pod zdravo levo nogo. Pazite na položaj desne rame.



Nameščanje pri kapi

Ležeči položaj s šibko levo stranjo.

Primer: Počivajte na zdravi strani, preprečite kontrakture, preprečite bolečine in otekline v roki in dlani, preprečite preležanine, udobna lega.

Namestite blazino pod šibko levo roko in blazino pod šibko levo nogo.

Uporabite blazino/blazino/valj kot oporo za hrbet.



Namestitvena blazina



Podporni klin Curera®



Namestitveni valj 15 x 60 cm



Večnamenska blazina

Križnica in pete so deli telesa, ki so pogosto podvrženi največjim pritiskom, ko je človek vezan na posteljo. Učinkovito razbremenitev lahko dosežemo na različne načine.



Podpora križnice/kolen/pet

Primer: Udoben položaj za počitek za preprečevanje strižnih sil v pol-sedečem položaju v postelji, razbremenitev pet.
Pod kolena namestite dva podporna klina, tako da se stikata s širokim delom.

Primer: Pri opori ledvene hrbtenice, kolen in pet.

Namestite dva podporna klina pod kolena.



Opora

Primer: Za razbremenitev kolen in oporo pet.

Namestite valj Curera pod kolena in multi-blazino Curera pod stopala.



Menjava oblog za rane

Primer: Pri menjavi oblog za rane in kompresijsko povijanje.

Namestite podporna klina Curera drug na drugega, da nastane kvadrat. Tako imate proste roke.



Podpora za pete

Primer: Preprečite pritisk pet na površino, podprite stopala.

Namestite večnamensko blazino, preloženo proti okvirju postelje pod spodnjim delom noge.



Pri spastičnosti

Primer: V stabilnem položaju pri spastičnosti.

Namestite večnamensko blazino med nogi uporabnika, ko je ta v bočnem položaju.



Razbremenitev pet

Primer: Za razbremenitev pet.

Namestite večnamensko blazino Curera tako, da bodo pete proste.



Kolena

Primer: Za oporo pod koleni.

Prepognite večnamensko blazino in jo namestite pod kolena.



Zaščita pred posteljnimi okvirjem

Primer: Kot zaščita pred ograjo ali okvirjem postelje.

Namestite podporne kline z ožjim delom obrnjenim navzdol.



Preprečite edeme

Primer: Razbremenite pete, preprečite otekle noge.

Namestite podporne kline pod vzmetnico.



Stopala

Primer: Opора za stopala.

Namestite podporni klin Curera obrnjen navzgor ob vznožju postelje.



Podpora za nego pacienta

Primer: Pri menjavi oblog za rane in negi uporabnikov v bočnem položaju.

Namestite širok del podpornega klina ob uporabnikov hrbet. To vam pušča roke proste, uporabniku pa zagotavlja večjo varnost.

Zaščita za pete Molly

Zasnovana za razbremenitev pet



Dejstva o higienski prevleki

- Preprosto čiščenje
- Odporna na tekočine
- Dolga vzdržljivost
- Strojno pranje pri 95°C
- Paro prepustna
- Obrišite s čistilom in/ali razkužilom



Velikosti

Molly Small (majhna)
Molly Medium (srednja)
Molly Large (velika)

Prednosti zaščite za pete Molly

- Preprosta uporaba
- Izenačuje pritisk
- Hitrejše celjenje
- Izboljša krvni obtok
- Olajša prosto premikanje nog
- Preprečuje križanje nog po operaciji kolka
- Mehka in udobna



Pred uporabo izdelka vedno preberite navodila za uporabo.

Care of Sweden je blagovna znamka podjetja Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Vse pravice pridržane. Zadnja posodobitev: 2013-11-27.



Odčitajte kodo in si oglejte video z navodili.



Delo z Molly je enostavno, pridobitev pa velika!

Za več informacij se obrnite na svojega dobavitelja.

Zaščita za pete Molly



Zaščita za pete Molly

Pete so eden najbolj ranljivih delov telesa. Razbremenitev pet lahko dosežemo na več načinov.



Ležanje na hrbtu

Začnite z Molly srednje velikosti, pri čemer med kožo in Molly uporabite nogavico ali cevast povoj/gazo. Počakajte 15 do 20 minut, da Molly prevzame obliko. Preverite razdaljo med peto in površino. Če razdalja meri manj kot 2 cm, menjajte za večjo velikost, če je večja, menjajte za manjšo velikost.

Namesto tega, lahko izmerite dolžino noge: razdalja med SIAS (Spina iliaca anterior superior) in notranjim gležnjem: 78-85 = majhna, 86-94.5 = srednja, 102-103 = velika.



Bočni položaj

Zavrtite Molly tako, da bo njen odprti del obrnjen navzdol proti vzmetnici, da boste dosegli ustrezno višino. Blazina Molly ne sme biti tesna in jo je možno zavrteti okoli noge.

Lahko se uporablja tudi za preprečevanje križanja nog po operativni zamenjavi kolka - namestite zaščito na zdravo nogo.

Mi smo Care of Sweden. Od leta 1992 pomagamo zdravstvu pri boljši negi ljudi, ki potrebujejo fizično oporo, na primer pri preprečevanju preležanin pri dolgotrajni rehabilitaciji. Našli nas boste na oddelkih za zdravstveno nego po vsem svetu.

Naš razpon izdelkov sega od naprednih sistemov zračnih vzmetnic do sedežnih blazin za invalidske vozičke. Proizvajamo sami v svoji tovarni na Švedskem, kjer vse poteka v skladu s standardi visoke kakovosti in z najmanjšim vplivom na okolje. Najpomembnejši pa sta naša predanost in naša želja, da bi bili vedno dostopni.

Naši kupci nas vidijo kot del zdravstvene ekipe, kjer delamo drug ob drugem, saj nihče nebi smel trpeti za preležaninami. Skupaj lahko zmanjšamo nepotrebno trpljenje in zdravstvu privarčujemo finančna sredstva.

Našo misijo imenujemo
Podpora življenju

Preberite več na www.careofsweden.com ali pokličite 01/ 5304-770, info@helpy.si za več informacij. Na našem spletnem mestu si lahko tudi ogledate video z navodili za pripomočke za nameščanje Curera®.



www.careofsweden.com